

REXONEYE



Patentado en EU, USA y otros países.



Resono Ophthalmic S.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 13
36066 Sandrigo (VI) - Italy
Ph. + 39 0444 1241947
contact@resono.it
www.resono.it



DATOS TÉCNICOS

- ✓ Pantalla LCD
- ✓ Voltaje y frecuencia de alimentación:
100-230 V. 50 / 60 Hz, consumo de energía 300 VA
- ✓ Potencia máxima de salida:
40W / 200 Ω doble canal (máscara)
- ✓ Espectro de frecuencia fija: 4-64 MHz
- ✓ Dispositivo de clase IIa (Directiva 93/42/CEE)
- ✓ Peso: 8kg
Dimensiones: 40x18x35 cm



Dispositivo portátil con
carro personalizado

Distribuido por:
VIÚ 20/20

www.viu2020.com
Carrer Ribes 87
08013 Barcelona
Tel. 610 369 571

RESONO
OPHTHALMIC

REXONEYE

REINVENTANDO EL TRATAMIENTO DEL OJO SECO



Rev 01/2023 Sujeto a cambios técnicos como parte del desarrollo del producto, así como errores u omisiones.





TRATAMIENTO REXON-EYE®

Rexon-Eye es un dispositivo no invasivo que trata la causa de la enfermedad del ojo seco, proporcionando resultados a largo plazo para todas las formas de ojo seco.

Funciona aplicando una corriente eléctrica de baja potencia y alta frecuencia, que tiene un importante efecto antiinflamatorio.¹ y es capaz de estimular el metabolismo y la regeneración natural de las células.²

El tratamiento aborda todos los tipos de ojo seco, tanto por evaporación como por deficiencia de líquido acuoso, como lo demuestran las mediciones subjetivas y objetivas informadas en estudios clínicos publicados.^{3,4,5,6}

El instrumento se aplica con éxito y es altamente apreciado en todo el mundo por oftalmólogos y optometristas.



QMR® es una marca registrada por Telea Electronic Engineering, Italia.

QMR® RESONANCIA MOLECULAR CUÁNTICA

El principio del funcionamiento de Rexon-Eye® es la tecnología QMR®, que suministra una corriente eléctrica alternativa débil que contiene una combinación específica de frecuencias (de 4 MHz a 64MHz) que se ha demostrado que estimulan la regeneración natural de las células², además de tener una importante acción antiinflamatoria.¹

Durante más de 15 años, esta tecnología patentada se ha empleado de forma segura y exitosa para tratar enfermedades en varios ámbitos médicos, como la medicina estética, la fisioterapia y la curación de heridas.⁷

1. Paolucci et al., Antioxidants, 2023

2. Sella et al., PloS ONE, 2018

3. Pedrotti et al., Br. J. Ophthalmol., 2017

4. Ferrari et al., Cornea, 2019

5. Trivli et al., J. of Optometry, 2022

6. Kavroulaki et al., Cureus, 2023

7. Fracalvieri et al., Int. Wound J., 2017

PROTOCOLO DE TERAPIA

4

Sesiones de
tratamiento

20

Minutos
cada una

1

Semana de
intervalo

El dispositivo Rexon-Eye ahora aporta los beneficios de QMR a la oftalmología. La primera aplicación que seleccionamos es el tratamiento del ojo seco, una enfermedad que afecta a varios cientos de millones de personas en todo el mundo.



Botón de parada para mayor seguridad del paciente.

BENEFICIOS

- ✓ Terapia eficaz para todo tipo de enfermedad del ojo seco, evaporativo, acuoso deficiente y ojo seco mixto.
- ✓ Beneficios a largo plazo que comienzan durante o justo después del tratamiento.
- ✓ Tratamiento cómodo, agradable y relajante para el paciente.
- ✓ Estimula la regeneración de tejidos y células.
- ✓ Reduce la inflamación.

CÓMO FUNCIONA

El tratamiento se administra mediante electrodos de contacto integrados en una máscara, que el paciente usa con los ojos cerrados. La configuración del dispositivo es realmente fácil e intuitiva.

El operador solo necesita seleccionar la potencia y la duración del tratamiento mediante un botón giratorio y luego presionándolo para confirmarlo.

Para un tratamiento exitoso, se recomienda que se realice en un área tranquila y creando una atmósfera relajada para garantizar un resultado óptimo.

Para obtener consejos adicionales sobre cómo mejorar los beneficios de la terapia, consulte la página Tratamiento en nuestra web www.resono.it

